

Mit dem Pflug durch das Gewebe


Die bisher sanfteste und wirksamste Methode, Ihr Gewebe in Schwingung zu bringen

Die Pneumatische Pulsationstherapie

mit
PNEUMATRON®

Anwendungsgebiete:

- Durchblutungsförderung
- Muskelverspannungen
- bei Rückenschmerzen
- Sportverletzungen
- Lymphfluss
- Bronchitis
- Migräne
- Arthrose
- Rheuma
- u.v.m.



Philosophie

Durch pulsierende Wechselwirkung von Unterdruck und atmosphärischem Druck wird das Gewebe in Schwingungen gebracht. Unter Mitwirkung des erhöhten kapillaren Blutvolumens (Sauerstoffmenge) werden die Zellen aktiver. Erfolg: Stoffwechselaktivierung!

Pneumed Medizintechnik GmbH
Hauptstraße 528 • D-55743 Idar-Oberstein
Telefon: 0 67 81 - 2 42 34 • Fax: 2 88 33
Internet: www.pneumed.de
e-Mail: pneumed@t-online.de

**Beratung und
Behandlung
durch uns:**