

# Mit dem Pflug durch das Gewebe

Die bisher sanfteste und wirksamste Methode, Ihr Gewebe in Schwingung zu bringen

**Pneumatische Pulsationsmassage PPM**  
Durch pulsierende Wechselwirkung von Unterdruck und atmosphärischem Druck wird das Gewebe in Schwingung gebracht. Unter Mitwirkung des erhöhten kapillaren Blutvolumens (Sauerstoffmenge) werden die Zellen aktiver.

Erfolg: eine erhöhte Stoffwechselwirkung!

## Anwendungsgebiete:

- Narbenbehandlung
- Schwangerschaftsstreifen
- Busenstraffung
- Fettpölsterchen
- Tränensäcke
- Faltenglättung
- Doppelkinn
- Cellulite
- Akne u. v.m.


**PNEUMATRON®**

Pneumed Medizintechnik GmbH  
Hauptstraße 528 · D-55743 Idar-Oberstein  
Telefon 0049-(0)67 81-242 34 · Fax 288 33  
Internet [www.pneumed.de](http://www.pneumed.de)  
eMail [pneumed@t-online.de](mailto:pneumed@t-online.de)

Beratung und Behandlung durch uns:



von Kopf...



...bis Fuß